

Disabilistore srl

www.disabilistore.com

info@disabilistore.com

Via Pietro Nenni, 33/1

Sesto Fiorentino

tel 0554207571

Allestimenti



Gruetta **SOLLEVA** Persone

Ausilio versatile per il sollevamento del disabile Motorio
Si Usa in AUTO in CASA in ALBERGO - sistema Portatile

la soluzione versatile
che cercavi

FACILE TRASFERIRE
ausilio da viaggio



L'EVOLUZIONE
per la MOBILITÀ

Gruetta solleva persone



Sollevatore in acciaio ferroso
Portata kg 110
Peso totale 16 kg
Dotato di imbracatura
Alimentazione 12 volt

Si USA

in AUTO qualsiasi veicolo con staffa mobile o fissa

in CASA bagno camera salotto con staffa a muro , colonna, carrello Mobile

sistema PORTATILE in ALTRE ABITAZIONI con carrello mobile

Disabilistore srl via Pietro Nenni 33/1 Sesto Fiorentino
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759

Gruetta in AUTO

La Gruetta solleva Persone in Auto con staffa mobile



La staffa mobile fig.2 viene costruita presso la nostra officina in giornata

Oppure può essere in alternativa inviata con il kit carpenteria e cablaggi da far installare dal tuo meccanico.

Alimentazione a 12 volt collegata alla batteria del veicolo, consumo bassissimo



**AUSILIO PERSONALIZZABILE
ALL'ESIGENZA
info 3394040759**

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni 33/1 Sesto Fiorentino 50019 Fi
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759

"GRUETTA"

Viene Installata per eseguire il
TRASPORTO DISABILI con il veicolo che HAI GIA'




in **TUTTI GLI AUTO VEICOLI**

La gruetta solleva persone si può installare su qualsiasi veicolo
ottimo sistema per **TRASPORTO DISABILI** in **AUTOVEICOLO**



RIPOSTA NEL BAGAGLIAIO


Una volta eseguita operazione di trasferimento la si ripone nel
bagagliaio del mezzo.



STAFFA FISSA O STAFFA MOBILE

L'installazione della staffa su cui si aggancia può essere
FISSA o **MOBILE**.
Utilizzabile su più veicoli della famiglia.

LA STESSA GRUETTA LA PUOI UTILIZZARE SU TUTTI
I VEICOLI DI FAMIGLIA CREANDO LA STAFFA
MOBILE PER TUTTI



Disabilistore srl

Via Pietro Nenni 33/1

Sesto Fiorentino tel 3394040753

www.disabilistore.com


info@disabilistore.com

Gruetta VEICOLO Cerniera MONTANTE


La Gruetta solleva Persone
Nel veicolo attacco montante



L'installazione della cerniera sul montante del veicolo con porta scorrevole permette l'accesso del disabile con gruetta sia anteriormente accanto all'autista. Sia Posteriormente nella fila centrale.



visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>



Il sistema montante viene utilizzato anche per trasferire il disabile dalla carrozzina al sedile interno e viceversa.

Spesso questo concetto di trasferimento interno al veicolo non è neanche considerato perchè non conosciuto.

In particolare all'interno di un camper o caravan.

Personalizziamo le staffe all'interno del MULTIVAN FURGONE CAMPER CARAVAN

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni, 33/1 Sesto Fiorentino
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759


Gruetta su CAMPER CARAVAN

La Gruetta solleva Persone
Nel CARAVAN



visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>

IDEALE anche su Camper e Caravan, la soluzione giusta per non stravolgere il veicolo e con un notevole risparmio.



La possibilità di sfilare la gruetta dalla staffa permette di avere lo strumento operativo nei punti critici del camper o caravan, mediante installazioni di staffe posizionate artigianalmente nel mezzo

**n.1 gruetta + tante staffe
= SOLUZIONE**

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni, 33/1 Sesto Fiorentino
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759



Gruetta in BAGNO

La Gruetta solleva Persone

in Bagno con **Carrello Mobile Portatile**



visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>

IL carrello mobile smontabile si sa in casa in albergo in bagno per il WC per il Bidet puo essere usato per trasferirsi direttamente in bagno sulle ruote snodate.



Il carrello smontabile portatile si smonta in 4 pezzi in maniera semplice facile.
Alimentazione con pacco batteria collegabile allo strumento.
Portat kg 110

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni,33/1 Sesto Fiorentino
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759

VERSIONE STANDARD largh. 60 cm
e SMOLL largh. 54 cm


GRUETTA
SOLLEVA
DISABILI

"GRUETTA CARRELLO"


MISURE

LARGHEZZA CARRELLO PIEDI CHIUSI Cm 60


LARGHEZZA CARRELLO PIEDI APERTI Cm 96




LUNGHEZZA PIEDI CARRELLO Cm 109



Una volta eseguita l'operazione di trasferimento la si ripone nel bagagliaio del mezzo.



Disabilistore srl
Via Pietro Nenni, 33/1
Sesto Fiorentino
www.disabilistore.com
info@disabilistore.com



Gruetta carrello per VESTIZIONE

La Gruetta solleva Persone
in Bagno con Carrello Mobile Portatile



IL carrello mobile smontabile viene anche utilizzato da alcuni utenti come ottimo sistema per calare le brache, con accessorio Toro. Generalmente personalizzato al Disabile

visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>



Il carrello smontabile portatile si smonta in 4 pezzi in maniera semplice e facile.
Alimentazione con pacco batteria collegabile allo strumento.
Portat kg 110

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni 33/1 Sesto Fiorentino
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759

OBBLIGATORIA
la
PERSONALIZZAZIONE

Gruetta staffa a MURO CAMERA

La Gruetta solleva Persone
in Camera con staffa a MURO



La gruetta solleva Disabili usata con staffa fissa a muro, è la soluzione migliore per movimentare il disabile motorio in piccoli ambienti. Il sistema in sicurezza ti permette il trasferimento la dove lo spazio è pochissimo.

visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>



http://www.poggiestautofficina.com/sollevatore_disabili_gnu

Il carrello smontabile portatile si smonta in 4 pezzi in maniera semplice e facile.
Alimentazione con pacco batteria collegabile allo strumento.
Portat kg 110

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni,33/1 Sesto Fiorentino
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759



Gruetta in BAGNO

La Gruetta solleva Persone
in Bagno con staffa a MURO

visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>



La staffa a muro puo essere installata su tutti i muri tramezzi di musura non inferiore. a cm 12 (classico tramezzo forato)

La staffa a Muro puo essere di forma personalizzata in base all'esigenza.

Il funzionamento elettrico viene portato mediante il pacco batteria ricaricabile in genere installato vicino alla staffa a muro.



http://www.pogge-autofinza.com/sollevatore_disabili_gruetta


In genere insieme alla staffa a muro è necessario di una prolunga di almeno 30 cm. Le prolunghe possono essere prodotte anche su misura sino ad arrivare anche a 60 cm.

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni 33/1
Sesto Fiorentino
<http://www.gruettasollevapersona.com>
tel.0554207571 cell.3394040759

**RISOLVE IL TRASFERIMENTO NELLE VASCHE
PIATTI DOCCIA BIDET
ED ANCHE AMBIENTI MOLTO RISTRETTI**

Gruetta in BAGNO

La Gruetta solleva Persone
in Bagno con Colonna Portante



http://www.poggesiautofficina.com/sollevatore_disabili_gruetta

La colonna portante è un'ottima soluzione per installare il sollevatore Gruetta in posizioni centrali alla stanza o dove non è possibile installare staffe a muro.

visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>



Con la colonna è necessario sempre almeno una prolunga di cm 30, alimentazione sempre mediante pacco batteria ricaricabile.

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni,33/1 Sesto Fiorentino
tel 0554207571 3394040759

**RICHIEDI IL NOLEGGIO
PER PROVARE LA SUA
FUNZIONALITA'**

Contatti - Dove siamo

Disabilistore srl

Via Pietro Nenni,33/1 Sesto Fiorentino FI
tel 0554207571 - 3394040759

www.disabilistore.com

info@disabilistore.com

P.I. 06605390480



USCITA Autostrada A1 FIRENZE NORD prendere per il centro città Firenze
sul raccordo uscire a SESTO FIORENTINO prendere per SESTO città sino ad
arrivare zona COMMERCIALE LA QUERCIOLA

visita il sito <http://www.sollevatoredisabili.com>

Prodotto da :
Disabilistore srl via Pietro Nenni,33/1 Sesto Fiorentino
tel 0554207571 3394040759